

Opvouwbaar met één druk op de knop!



iGO FOLD





Ervaar het gemak van een op afstand bedienbare automatisch inklapbare elektrische rolstoel. Deze compacte elektrische rolstoel kan in slechts enkele seconden worden opgevouwen. Door de geringe afmetingen van een opgevouwen i-Go Fold, maakt dit model reizen een fluitje van een cent.

Opgevouwen formaat
630mm x 355mm x 770mm

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



Specificaties

MAX BELASTING	120 kg
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/u
BODEMVRIJHEID ³	40 mm
DRAAICIRKEL ³	650 mm
LENGTE ³	1100 mm
BREEDTE ³	620 mm
ZWENKWIELEN (VOOR)	195 x 45 mm massief
AANDRIJFWIELEN (ACHTER)	250 x 60 mm massief
VERING	Ja
TOTAAL GEWICHT ZONDER BATTERIJEN ^{3, 5}	27.8 kg
AANDRIJVING	2x 24v/200W brushed motors
REMSYSTEEM	Electromechanisch
ACCU'S ³	Lithium accu
GEWICHT ACCU'S ⁴	4.6 kg
LADER	5-amp, extern
KLEUREN	  White Black

Eigenschappen

- Vouwt op door simpelweg één druk op de knop!
- Automatisch vouwsysteem met afstandsbediening
- Achterzak voor extra opslag terwijl u onderweg bent
- Groot voetplatform voor extra comfort voor de gebruiker
- Speciaal zittingontwerp voor verhoogd zitcomfort

¹ Hangt af van gebruikersgewicht, terreintype, batterij-amp-uur (AH), batterijlading, batterijconditie en bandconditie. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een afwijking van (+ of -) 10%.

² Getest in overeenstemming met ANSI / RESNA, WC Vol2, sectie 4 en ISO 7176-4-normen. Resultaten zijn afgeleid van theoretische berekeningen op basis van accuspecificaties en prestaties van het aandrijfsysteem. Test uitgevoerd bij maximale draagkracht.

³ Vanwege fabricagetoleranties en voortdurende productverbetering kan deze specificatie onderhevig zijn aan een afwijking van (+ of -) 3%.
⁴ Het batterijgewicht kan variëren, afhankelijk van de batterijfabrikant.
⁵ Inclusief standaard stoelgewicht.

OPMERKING: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie; we behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Snelheid en bereik variëren afhankelijk van gebruikersgewicht, type terrein, batterijlading, batterijstatus en bandenspanning. Vanwege fabricagetoleranties en voortdurende productverbetering kunnen lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid onderhevig zijn aan afwijkingen van + of - 3%. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale afmetingen zijn afhankelijk van de zitplaatsen en accessoires.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden in overeenstemming met Europese normen. Het werkelijke bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de toestand van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur, de helling en het oppervlak van de weg of het wegdek. De vermelde afmetingen zijn alleen voor de basis. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de gekozen zitting en accessoires.