

Stijl en Comfort met 10 km/u



Omarm je potentieel!



De Victory 10 DX 2.0 zit boordevol stijl en geavanceerde functies, waaronder matte LED-koplampen en een geïntegreerde opslagruimte met bekerhouder. Rijd met snelheden tot 10 km/u en kijk wat er allemaal buiten te beleven is!



Specificaties

S710LX

Kenmerken

| | |
|---------------------------------------|---|
| Max. gewicht gebruiker ⁷ | 181 kg |
| Maximum snelheid ¹ | Tot 10 km/u |
| Bodemvrijheid ² | 64 mm |
| Draaicirkel ² | 1334 mm |
| Lengte ² | 1200 mm |
| Breedte ² | 563 mm |
| Banden | 10" massief |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving, gesloten transaxle, 24 Volt DC motor |
| Remsysteem | Elektromagnetische remmen |
| Bereik per laadbeurt ^{1,4,7} | Tot 25 km |
| Gewicht zonder accu's ⁵ | 77 kg |
| Standaard zitting | Type: CRS junior Gewicht: 19 kg Materiaal: Zwart Vinyl Breedte: 445 mm Diepte: 432 mm |
| Accu's ³ | Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 40 of 50 Ah |
| Gewicht accu's ⁶ | 15 kg per stuk |
| Acculader | 5 Amp, externe lader |
| Kleuren |   Red Blue |

- Comfortabele hoge rugleuning
- Geïntegreerd USB-laadpunt voor mobiele apparaten
- Comfort-Trac-vering
- Mat LED-koplamppakket
- Handige opbergruimte / bekerhouder in helmstok

Accessoires

- Wandelstok / krukhouders (enkel, dubbel)
- Mobiele telefoon houder
- Bekerhouder
- Heupgordel
- Zuurstoftankhouder
- Achtermand
- Achteruitkijkspiegel
- Zadeltas
- Veiligheidsvlag
- Rollatorhouder
- Weerhoes

1. Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
2. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.
3. AGM or Gel-Cell type vereist.
4. Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
5. Inclusief standaard zitting.
6. Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.
7. Met een standaard zitstelsel. Kan verschillen als er wordt gekozen voor een andere stoel.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving. De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden in overeenstemming met Europese normen. Het werkelijke bereik bij normaal gebruik is afhankelijk van vele factoren, waaronder de staat van het voertuig en de batterijen, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur en de helling en het oppervlak van de weg of het wegdek. De vermelde afmetingen zijn alleen voor power base. Resultaten zullen variëren aan de hand van selecties van zitstelsel en accessoires.