

# GO GO

ELITE TRAVELLER *SPORT*



**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039  
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl

De stijlvolle Go Go® Elite Traveller Sport biedt uitstekende prestaties, een innovatief ontwerp en unieke kenmerken.



Delta-frees met omhullende handgrepen



9" massieve banden



Demontabel in 5 stukken

## Specificaties

Maximale belasting	147 kg
Snelheid	Tot 6,4 km/u
Maximale actieradius	Tot 19 km
Draaicirkel	1283 mm
Bodemvrijheid	38 mm
Lengte	1092 mm
Breedte	540 mm
Banden	9" massief, voor en achter
Aandrijving	Achterwielaandrijving, afgedichte transaxle, 24 volt gelijkstroommotor
Gewicht zonder accu's	44 kg
Accu's	Type: Twee 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Capaciteit: 18 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website

## Kenmerken

- LED-verlichting voor en achter
- Exclusieve zwarte, laagprofiel, niet-schurende banden met nieuwe driespaaks magazijnen
- Delta-frees met omhullende handgrepen
- Modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud
- Verende zadelpen

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3%. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

## Beschikbare kleuren

