

# De Voordelige keuze met eersteklas eigenschappen





**GO GO**<sup>®</sup>  
**ULTRA X**

De Go-Go Ultra X zit vol met design functies zoals de vederlichte demontage en een handige batterij die transport en reizen zorgeloos maakt. De Go-Go Ultra X levert deze functies en meer, samen met de prestatie die je verwacht van de nummer 1 in reismobiliteit. Dit alles maakt het de ultieme reisscooter, klaar voor al uw avonturen!

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

## Specificaties

3W: 40X 4W: 44X

Max. belasting	118 kg
Max. snelheid <sup>1</sup>	Tot 6,4 km/u
Bodemvrijheid <sup>2</sup>	32 mm
Draaicirkel <sup>2</sup>	3W: 781 mm   4W: 1385 mm
Lengte <sup>2</sup>	3W: 940 mm   4W: 1120 mm
Breedte <sup>2</sup>	495 mm
Banden voor	3W: 8" massief   4W: 7" massief
Banden achter	8" massief
Max. bereik <sup>1,4</sup>	3W: Tot 11 km   4W: Tot 11,5 km
Gewicht zonder accu's <sup>5</sup>	3W: 34,5 kg   4W: 36,3 kg
Standaard stoel <sup>2</sup>	Type: Vouwbaar plastic Materiaal: Zwart Vinyl Breedte: 432 Diepte: 432 Gewicht: 10,4 kg
Aandrijving	Achterwielaandrijving, gesloten transaxle, 24 Volt DC motor
Remsysteem	Elektromagnetische remmen
Accu's <sup>3,5</sup>	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 12, 18 of 22 Ah Gewicht: 5,25 kg
Standaard kleuren	 Red Blue
Extra kleuren	 Orion Yellow Onyx Black Pearl Pink Sunburst Orange

1. Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
2. Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).
3. AGM of Gel-Cell type vereist.
4. Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
5. Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren

## Kenmerken

- Met de handige externe oplader kunnen de accu's zowel binnen- als buitenboord worden opgeladen
- Deelbaar frame wat demontage gemakkelijk maakt
- Grote stabiliteit door montage van de stoel op de voorste helft van de scooter

## Accessoires

- Stokhouder (enkel of dubbel)
- Mobiele telefoonhouder
- Bekerhouder
- Heupgordel
- Zuurstoffleshouder
- Achtermand
- Achteruitkijkspiegel
- Zadeltas
- Veligheidsvlag
- Rollator houder
- Weerhoes
- XLR USB oplader