

ATMOS




PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl

Ontdek de ultieme combinatie van comfort, prestaties en stijl met de Atmos. Deze scootmobiel is voorzien van premium vering, wat resulteert in een soepele en stabiele rit op diverse terreinen.



13" luchtbanden



Grote voetplaat



Comfortabele dubbele vering

Specificaties

Maximale belasting	228,8 kg
Snelheid	Tot 15 km/u
Maximale actieradius	Tot 37,7 km
Draaicirkel	2090 mm
Bodemvrijheid	88 mm
Lengte	1420 mm
Breedte	687 - 707 mm
Banden	13" luchtbanden, voor en achter
Aandrijving	Achterwielaandrijving, afgedichte transaxle, 24 volt gelijkstroommotor
Gewicht zonder accu's	115 kg
Accu's	Type: Twee 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Capaciteit: 75 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website

Kenmerken

- Voor- en achtervering
- Royale voetplaat voor extra ruimte
- Verstelbare armleuningen
- Luchtbanden
- Topkruissnelheid van 15 km/u voor spannende ritten in de vrije natuur

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3%. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Beschikbare kleuren



Blauw