

BAJA BANDIT™



PRIDE®
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl

De Baja Bandit is hier om de grenzen te verleggen. Het is robuust. Het is snel. Het is compromisloos als kanaal voor buitenavontuur. Precies hoe Baja Mobility wordt gedefinieerd.



9,4" massieve banden



Verbeterde LED-verlichting



Ontworpen om perfect te zijn

Specificaties

Maximale belasting	181 kg
Snelheid	Tot 12,9 km/u
Maximale actieradius	Tot 46,7 km
Draaicirkel	1347 mm
Bodemvrijheid	113 mm
Lengte	1260 mm
Breedte	707 mm
Banden	9,4" massief, voor en achter
Aandrijving	Achterwielaandrijving, afgedichte transaxle, 36 volt gelijkstroommotor
Gewicht zonder accu's	72,3 kg
Accu's	Type: Lithium ion Capaciteit: 20 Ah of 40 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website

Kenmerken

- Meest compacte 12,9 km/u-scooter op de markt
- 9,4" voor- en achterbanden
- Compact frame voor gemakkelijke wendbaarheid en draaicirkel van slechts 1347 mm
- Lithiumbatterijen voor een groter bereik
- Toegevoegde vering voor een soepele rit, zelfs over ruw terrein

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3%. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Beschikbare kleuren

