



**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039  
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl

De Colt Sport combineert een sportieve stijl met geavanceerde kenmerken, waaronder een DX Tiller, LED-koplampen en een geavanceerde geveerde zadelpen, samen met een geheel nieuwe verstelbare stoel van traagschuim.



LED-verlichting met hoge intensiteit



10" massieve banden



Eenvoudig te gebruiken cockpit

## Specificaties

Maximale belasting	159 kg
Snelheid	Tot 12,9 km/u
Maximale actieradius	Tot 26,8 km
Draaicirkel	1334 mm
Bodemvrijheid	57 mm
Lengte	1194 mm
Breedte	657 mm
Banden	10" massief, voor en achter
Aandrijving	Achterwielaandrijving, afgedichte transaxle, 24 volt gelijkstroommotor
Gewicht zonder accu's	68 kg
Accu's	Type: Twee 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable, deep-cycle Capaciteit: 40 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website

## Kenmerken

- Voor- en achtervering voor optimaal buitenrijden op diverse terreinen
- Verstelbare zitting van traagschuim
- LED-koplamp met hoge intensiteit biedt optimale verlichting van het pad, inclusief richtingaanwijzers en beenruimte.
- DX-helmstok
- 10" massieve banden in aluminiumstijl

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3%. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

## Beschikbare kleuren

