

GO·CHAIR®



PRIDE®
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl

Klein, licht en draagbaar

Als het om elektrische rolstoelen gaat, hebben we het spel veranderd met de Go Chair.



6 kleuren beschikbaar!



Demontabel in 5 stukken



Past in de kofferbak van de auto

Specificaties

Maximale belasting	136 kg
Snelheid	Tot 6 km/u
Maximale actieradius	Tot 21,3 km
Draaicirkel	648 mm
Bodemvrijheid	45 mm
Lengte	725 - 842 mm
Breedte	575 mm
Aandrijf wielen	9" massief
Zwenkwielen	6" massief
Gewicht zonder accu's	44,3 kg
Accu's	Type: Twee 12 volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Capaciteit: 18 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website

Kenmerken

- Keuze uit 6 kleuren
- Verhoogd draagvermogen van 136 kg
- Maximale snelheid tot 6 km/u
- Dubbele wegklapbare opbergbakken onder de stoel
- Met één hand te demonteren

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3%. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Beschikbare kleuren

