

Jazzy[®] air₂



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl

De eerste indrukken gebeuren maar één keer, en de ingenieurs van Pride Mobility hebben bij het ontwerpen van de Jazzy Air® 2 rekening gehouden met al uw indrukken.



Opbergruimte onder de stoel



Verstelbare armleuningen



Comfortabele zitplaatsen

Specificaties

Maximale belasting	136 kg
Snelheid	Tot 6,4 km/u
Maximale actieradius	Tot 26,7 km
Draaicirkel	616 mm
Bodemvrijheid	25 mm
Lengte	1067 mm
Breedte	590 mm
Aandrijf wielen	10" massief
Zwenkwielen	6" massief
Gewicht zonder accu's	91,5 kg
Accu's	Type: Twee 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Capaciteit: 35 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website

Kenmerken

- Geïntegreerd voetplatform met rubberen inzetstuk en 508 mm aanpassing voor comfort in zowel verhoogde als niet-verhoogde posities
- Enkelzijdige zwenkvorken voor verbeterde manoeuvreerbaarheid
- In het opbergvak voorin onder de stoel zijn uw waardevolle spullen toegankelijk
- Hoek-, hoogte- en diepte verstelbare armleuningen
- Hoek in hoogte verstelbare hoofdsteun

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3%. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Beschikbare kleuren

