

# Klein, lichtgewicht en Draagbaar




**GO CHAIR®**

De **Go Chair** biedt een gedurfde nieuwe stijl in een zestal frisse, hippe kleuren. Met verbeterde prestaties en verhoogd comfort, in combinatie met de vederlichte demontage, kunt u genieten van een nieuw soort lichtgewicht reizen en onafhankelijkheid voor onderweg. Met een verhoogd draagvermogen van 136 kg en een strakke look maakt de nieuwe Go Chair reizen een stuk zorgelozer.

**PRIDE®**  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST®

## Specificaties

Model nummer	GOCHAIR
Maximale belasting	136 kg
Max. snelheid <sup>1</sup>	Tot 6 km/h
Bodemvrijheid <sup>2</sup>	45 mm
Draaicirkel <sup>2</sup>	648 mm
Lengte <sup>2,6</sup>	842 mm met beensteunen 725 mm zonder beensteunen
Breedte <sup>2,6</sup>	575 mm
Aandrijfwielen	9" massief
Achterwielen	6" massief
Anti-kiep wielen	3" massief
Vering	Ja
Bereik per laadbeurt <sup>1,4</sup>	Tot 20,2 km
Zwaarste onderdeel <sup>2</sup>	16,5 kg (achterkant)
Standaard stoel	Opgevouwen, compact, lichtgewicht (457 x 432 mm) Gewicht: 13,75 kg
Remsysteem	Intelligent remsysteem (elektronisch angedreven schijf parkeerrem)
Aandrijving	Met twee motoren, achterwielaandrijving
Accu's <sup>3</sup>	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 22 Ah Gewicht: 5,25 kg
Acculader	2 Amp, extern
Kleuren	 Citrine Yellow    Sapphire Blue    Rose Quartz Amber Orange    Pearl White    Ruby Red

1. Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.
2. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.
3. AGM, Gel-Cell of hybride gel-type vereist.
4. Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
5. De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.
6. Afmetingen gelden voor alleen de power base. Algehele afmetingen hangen af van de gekozen accessoires en zitsysteem.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving. De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden in overeenstemming met Europese normen. Het werkelijke bereik bij normaal gebruik is afhankelijk van vele factoren, waaronder de staat van het voertuig en de batterijen, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur en de helling en het oppervlak van de weg of het wegdek. De vermelde afmetingen zijn alleen voor power base. Resultaten zullen variëren aan de hand van selecties van zitsystemen en accessoires.

## Kenmerken

- 457 x 444 mm, 5-punts draaibare stoel met vergrendeling
- Kleine draaicirkel
- Dubbele wegdraai-opbergvakken onder de stoel
- In hoogte en breedte verstelbare armleuningen
- Extra grote voetsteun
- Inclusief feather-touch demontage waardoor het frame eenvoudig te scheiden is met één hand
- Het zwaarste onderdeel weegt slechts 16,3 kg

## Accessoires

- Kruk / stokhouder
- Bekerhouder
- Zuurstoffleshouder
- Achtermand
- Zadeltas
- Veiligheidsvlag
- Weerhoes
- XLR USB lader