

GOGO[®]

SUPER PORTABLE



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl

De Go Go Super Portable biedt moeiteloze mobiliteit met een snel opvouwbaar ontwerp en een betrouwbare lithiumbatterij. Gecombineerd met Charge360, onze innovatieve oplaadoplossing, krijgt u sneller, slimmer en efficiënter opladen. U bent altijd klaar om te gaan.



NIEUW! Charge360



Opvouwbaar



Strak design

Specificaties

Maximale belasting	136 kg
Snelheid	Tot 7,2 km/u
Maximale actieradius	Tot 16 km
Draaicirkel	1311 mm
Bodemvrijheid	47 mm
Lengte	945 mm
Breedte	547 mm
Banden	7" massief, voor 8" massief, achter
Aandrijving	200W Brushless Transaxler
Gewicht zonder accu's	18,9 kg
Accu's	Type: Lithium-ion Capaciteit: 11,7 of 16 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website!

Kenmerken

- Opvouwbaar tot een diepte van 30 cm voor gemakkelijke opslag en transport
- Exclusieve Charge360-batterijlader die magnetisch in elke richting kan worden aangesloten voor eenvoudig opladen
- 2 Ampère externe lader
- Actieradius tot 16 km per batterij.
- Aangedreven door een lithium-ionbatterij die voldoet aan de luchtvaartnormen**

**Let op: Transport van dit item in commerciële vliegtuigen is onderhevig aan federale regelgeving en luchtvaartmaatschappijbeleid. Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij vóór uw vlucht om er zeker van te zijn dat uw Go Go Super Portable en de 11,7 Ah lithium-ionbatterij zijn toegestaan.

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3 %. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Beschikbare Kleuren

