

GOOGO[®]

CARBON



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl

Dankzij de kracht van het frame van volledig carbon is de Go Go Carbon een uitzonderlijk draagbare vierwielscooter.



Moderne display



Gemakkelijk opvouwbaar



NFC smart card

Specificaties

Maximale belasting	136 kg
Speed	Tot 6 km/u
Maximale actieradius	Tot 16 km
Draaicirkel	1346 mm
Bodemvrijheid	38 mm
Lengte	1024 mm
Breedte	445 mm
Banden	7" massief voor 8" massief achter
Aandrijving	Achterwielaandrijving, gesloten transaxle, 24-volt brushless
Gewicht zonder accu's	16 kg
Accu's	Type: Lithium-ion Capaciteit: 12 Ah

Kenmerken

- Kan in enkele seconden worden opgevouwen en kan als bagage worden meegenomen
- Weegt slechts 16 kg zonder accu
- Volledig carbon frame, velgen en stuur
- NFC smart card biedt extra beveiliging
- Levendig kleurendisplay op de console dat duidelijke informatie weergeeft
- Aangedreven door een lithium-ionbatterij die voldoet aan de luchtvaartnormen**
- Verwijderbare rugleuning en basis voor eenvoudige reiniging

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3%. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Beschikbare kleuren



Carbon