


APEX
ALUMA-LITE



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl


Ervaar het gemak van een lichtgewicht, compacte reisscooter. Gemakkelijk in de kofferbak te plaatsen, waarbij het zwaarste deel slechts 11 kg weegt.



Maximale veiligheid



Eenvoudig te gebruiken cockpit



Gemakkelijk te demonteren

Specificaties

Maximale belasting	120 kg
Snelheid	Tot 6,4 km/u
Maximale actieradius	Tot 18,5 km
Draaicirkel	1385 mm
Bodemvrijheid	32 mm
Lengte	1022 mm
Breedte	490 mm
Banden	8" massief, voor en achter
Aandrijving	Achterwielaandrijving, enkele motor, 24 volt gelijkstroommotor
Gewicht zonder accu's	28,8 kg
Accu's	Type: Enkele 24-volt Lithium ion Capaciteit: 12 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website

Kenmerken

- Demonteerbaar in 5 stukken
- Luchtvaartvriendelijke batterijen
- Lichtgewicht aluminium frame
- 8" lichtmetalen velgen
- Makkelijk vast te pakken stuurwielverstelknop

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3%. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Beschikbare kleuren

